

カット・ドゥ・スクエア保管データ (SSD) 利用手順

2023年3月吉日

日本医師会 治験促進センター

はじめに

日本医師会から送付されたカット・ドゥ・スクエア保管データ（以下、「SSD」という）にはパスワードロックが掛かっています。パスワードロックの解除、再実施には **PASS ツール** のインストールが必要です。

手順 1. PASS ツールのインストール（パスワードロックを解除・再実施する方のみ必要な作業です）

- ① 以下の URL よりインストールに必要な ZIP ファイル（security_pass_221214.zip）をダウンロードする。

https://dl.elecom.co.jp/support/download/data-media/usb-flash/mf-nu2/security_pass_221214.zip

- ② ダウンロードした ZIP ファイルを任意のフォルダに展開する。

名前	更新日時	種類	サイズ
 PASS Installer.exe	2021/12/15 14:09	アプリケーション	5,348 KB
 PASS(Mac)Installer.zip	2022/11/28 14:29	zip Archive	1,112 KB
 readme.txt	2022/12/14 14:44	テキストドキュメント	5 KB

- ③ 「PASS Installer.exe」をダブルクリックする。

- ④ アプリケーションのインストールを許可する。

- ・ アカウントに付与された権限によってはこの画面が表示されない場合があります。
- ・ インストール権限をお持ちでない場合は組織のシステム管理者へご相談ください。




- ⑤ インストールする。

インストールの操作では、途中、使用許諾契約書への同意、インストールフォルダの選択が求められます。

- ⑥ インストール完了を確認する。

完了を確認したら、[閉じる (C)] をクリックしてください。




手順 2.データの確認

① SSD を **PASS ツール** をインストールした PC にさします。
(「このフォルダは空です。」と表示されます。)

② PASS を起動する (①の状態のまま操作してください)。
スタートメニューから PASS を起動してください。


※スタートメニューは、PC 画面にある右図のマークです。



③ パスワードを入力する。


日本医師会が設定したパスワードを入力してください。

(SSD 同封の「カット・ドゥ・スクエア原本データ出力証明書」にパスワードルールの記載があります。)



④ PASS フォルダを開く。

[PASS フォルダを開く...]をクリックしてください。



⑤ 「PASS フォルダ」の表示

「PASS フォルダ」が表示されます。データ提供依頼をしたデータは「PASS フォルダ」の中に保存しています。クリックして保存しているデータを確認し、貴組織の手順に従い保管してください。

⑥ パスワードをかけて閉じる。

[隠して終了]をクリックする。

(※この方法で終了した場合は、次に SSD を使用する方は PASS ツールをインストールした PC で操作する必要があります。)

<参照>

隠さずに **PASS** ツールを閉じると忠告が表示されます（下図）。



[隠して終了]ではなく、閉じた場合（PC から抜いた場合）、**PASS** ツールをインストールしていない PC に SSD を挿しても、パスワードの入力することなく（求められることなく）データを確認することができます。

名前	更新日時	種類	サイズ
PASSフォルダ	2023/03/02 18:00	ファイル フォルダ	

<貴組織の方針について>

- ・ [隠して終了]（パスワードロック実施）をクリックせず、SSD を他者へ渡すとパスワードが不要な状態で利用が可能になります。
- ・ パスワードロックを解除する必要がある場合は、その PC に PASS ツールをインストールする必要があります。上記を踏まえ、組織内の SSD の運用を定めてください。

以上